

SEKONIC


符合 JIS Z 8803 标准

实验室型
扭振式粘度计

VM-10A 系列

“扭转振动型粘度计” JIS 中已对此进行了规定。

(JIS Z 8803 : 2011, “液体粘度测量方法”, 2011年5月修订) *1



粘度计易于使用，我们独特的技术

1. 轻松测量

测量时，只需将尖端（探头）浸入液体中即可。

2. 使用最少的液体进行测量。

最小量 2ml 至 3ml 足以测量测试液体。

3. 易于清洁

只需擦去探头周围附着的液体即可。

4. 无需特殊容器

可以使用任何类型的容器。





在 10 mL 烧杯中测量

扭转振动型粘度计 VM-10A 系列

特点

1. 仅在测量时才需要将探头浸入液体中。
2. 只需极少量的液体样品即可高精度测量粘度！
3. 易于清洁：只需擦掉探头周围附着的液体即可！
4. 容器的尺寸和形状不存在任何限制。
5. 测量忽略流动的存在/不存在。
6. 附加软件可以轻松分析导入个人计算机的数据！
7. 客户可以进行校准。
(使用 JIS Z 8809 中规定的粘度计校准用标准液进行比较校准)
8. 由于探头采用钛材料，因此保证了卓越的耐腐蚀性，可以测量几乎所有类型的液体。
* VM-10A系列需根据JCSS进行校准。

操作原理



型号	VM-10A-L	VM-10A-M	VM-10A-MH	VM-10A-H
测量方法	0.4-1,000 mPa.s	10-5,000m Pa.s	0.5-30.0 Pa.s	10-500 Pa.s
测量精度	±5% (读数) (*2)			
重复性	±2% (读数) (*2)			
粘度校准	使用粘度计校准用标准液进行比较校准 (JIS Z 8809)			
粘度显示	LCD 3位数字显示 (不含小数点)			
使用环境	10~40℃ 20~80%RH (除接液部分外, 不得结露)			
数字输出	RS232C 接口输出			
电源	交流适配器 (输入: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz; 输出: 9 VDC, 2600 mA)			
尺寸和质量	探头: H150 × W38 × D180, 大约0.7kg 控制器: H70 × W195 × D175, 大约 1.2kg			
选项	连接电缆、专用支架、AC适配器、电源线、手提箱、操作手册和通信软件 (CD)			

*1: 尽管在 2011 年 5 月 JIS 修订后指定使用“毛细管粘度计”或“旋转粘度计”的表述，但我们习惯上使用“***型粘度计”的常规术语，例如“扭转振动型粘度计”。

*2: 测定条件：在室温环境下，使用搅拌器搅拌、液温23±3℃、使用JIS Z 8809中规定的粘度校准用标准液进行测定。

SEKONIC CORPORATION

3-1-3, Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-0001
TEL: +81-3-5433-3622 FAX: +81-3-3410-2611
URL: <http://www.sekonic.co.jp>

Certified for
ISO 9001 and
ISO 14001

使用再生纸。

⚠ 安全注意事项

在正确使用产品之前，请务必仔细阅读操作手册。

本目录使用注意事项

- 本产品目录的内容如有更改，恕不另行通知。
- 本印刷品中使用的照片可能与实际产品存在一定程度的差异。

■ 联系